



Diagnostic Laboratories

Preparación con Cinta Adhesiva Transparente para Oxiuro

I. Materiales

- A. La colecta de espécimen del paciente requiere lo siguiente:
1. Cinta adhesiva **transparente**, en tramos de 2". (**NO puede usar cinta semitransparente**).
 2. Laminilla(s) de microscopio con extremo para escribir.
 3. Envase estéril para coleccionar.

II. Colección de Espécimen

- A. Los huevos de Oxiuro (*Enterobius vermicularis*) se depositan alrededor de la región perianal; raramente se encuentran huevos en las heces, y las heces no son especímenes apropiados para hacer un diagnóstico de Oxiuro.
- B. El método de “cinta adhesiva transparente” brinda la mejor forma de recoger huevos si se usa **antes de defecar, bañarse o vestirse en la mañana**.
- C. Identifique la laminilla usando un lápiz con el nombre y número de registro médico del paciente, y la fecha.
- D. Oprima firmemente el lado pegajoso del pedazo de cinta adhesiva **transparente** contra la piel alrededor de los pliegues del ano.
1. Use **SOLAMENTE cinta adhesiva transparente**. La cinta adhesiva semitransparente no se puede usar.
- E. Adhiera la cinta adhesiva, con el lado pegajoso hacia abajo, a la sección transparente de la laminilla de microscopio ya identificada. Corte cualquier exceso de cinta adhesiva que sobresalga de los bordes de la laminilla.
- F. Ponga la laminilla dentro del envase de especímenes, y entréguelo al laboratorio junto con una requisición adecuada.